



**BU ÜRÜNÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE
KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN**

COMPEX ®

ION

Titreşimli Masaj Silindiri

GİRİŞ

Compex ION ürünü, derin doku katmanlarını çalıştırarak ağrılı veya sert kasların rahatlatılmasına yardımcı olur. Endüstriyel tipte kaliteli malzemeden üretilen bu silindir, hem (uzun ve zor şartlar altında kullanıma) dayanıklıdır ve hem de herhangi bir türde ağırlığa maruz kalınması koşulunda bile (silindir) şeklini kaybetmez. Ürün dış yüzeyinde, cihaz kullanıcılarına kauçukmuş gibi hissettirmek için, poliüretan kaplama malzemesi kullanılmıştır. Ürün dış yüzeyinde dokumalı türde bir kaplama oluşu, ağrılı veya sert kasları rahatlatmaya çalıştığınız herhangi bir vücut bölgesinde sağlam bir tutuş sağlar. Dört farklı titreşim hızına sahip bu silindir, rahatlama ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere çeşitli titreşim yoğunlukları sunar. Ürün taşınabilir tipte olup mikro USB şarj cihazı ile şarj edilmesi de kolaydır.



- (A) Hız seviyesi göstergesi (Yeşil) - 4 seviye: 1, 2, 3, 4
- (B) Güç Düğmesi (Açma / Kapatma)
- Güç Göstergesi (Mavi) -
- (C) 4 seviye: %25, %50, %75, %100
- (D) Mikro USB şarj bağlantı noktası (5V 2A)

TEMEL ÖZELLİKLER		HIZ 1	HIZ 2	HIZ 3	HIZ 4	AÇIKLAMA
Gürültü (dB)		<53db	-	-	54db	Durum: 30cm’lik mesafe
Hertz (Hz)		31Hz	48Hz	53Hz	72Hz	
Motor Hızı		1900	2900	3200	4320	
Güç tüketim testi	Voltaj (V)	8,15	8,07	7,99	7,88	
	Akım (A)	0,79	1,2	1,45	1,68	
	Güç (W)	6,4W	9,6W	11,6W	13,2W	
Şarj ve Deşarj testi	Şarj süresi	1,5 – 2 SAAT				
	Deşarj süresi	2 – 2,5 SAAT				Ürün, her 15 dakikalık çalışmada bir tur otomatik olarak durur.
Adaptör	ABD için teknik özellikler: AC100~240V 50/60HZ, Çıkış 5V 2A. 1,5m USB şarj kablosu (Sertifikasyon: uL/ETL ROHS)					
Batarya / Pil	2 x 7,4V 2200mAh 18650 Pil, 2 seri 1 paralel					

ÜRÜN ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI

Ürün, farklı titreşim yoğunluğuna sahip dört adet hız seviyesine sahiptir. Ürünü açmak / kapatmak için, güç göstergesi ışığı yanana / kapanana kadar güç düğmesine 3 saniye boyunca basın.

HIZ 1: Güç göstergeleri açık ve seviye 1 göstergesi (yeşil) açık (1900 RPM)

HIZ 2: İki adet yeşil ışık yanmakta (2900 RPM)

HIZ 3: Üç adet yeşil ışık yanmakta (3200 RPM)

HIZ 4: Dört adet yeşil ışık yanmakta (4320 RPM)

%25, %50, %75 ila %100 pil ömrü arasında hız seviyesi göstergeleriyle birlikte 4 adet güç gösterge ışığı yanar.



DİKKAT

- Uzun süreli ürün kullanımlarında, pilinin %20'den daha az kalmış şekilde kullanılması tavsiye edilmemektedir. Cihaz pil ömrü %25'in altında olduğunda, pilin boşalmasını önlemek için lütfen cihazı tamamen şarj edin.
- Cihaz her modda, her 15 dakikalık kullanımın ardından otomatik olarak kapanacaktır.



GÜVENLİK UYARISI

BU ÜRÜNÜN, AŞAĞIDAKİ TALİMATLARA UYGUN OLARAK KULLANILMASI ZORUNLUDUR:

- Yalnızca yetişkinler tarafından kullanılır ve/veya uygulanır.
- Herhangi bir ağrı veya rahatsızlık hissederseniz derhal durun.
- Baş ve/veya diğer kemikli alanlarla temastan kaçının.
- Belirli bir konuma yönelik 1 dakikadan fazla olmamak üzere vücut bölgelerinde kullanın. Kaslar üzerinde hareket yapın ve kemikli bölgelerden kaçının.
- ION™ ürününü düşürmeyin.
- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımıyla ilgili nezaret veya talimat sağlanmadıkça (çocuklar dahil) düşük fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yeteneklere sahip veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
- Cihazla oynamalarını sağlamak üzere çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
- Cihaz yalnızca cihazla birlikte verilen güç kaynağı ünitesi <model ICP15A-050-2000B> ile kullanılmalıdır.
- UYARI: Pili yeniden şarj etmek için, yalnızca bu cihazla birlikte verilen çıkarılabilir besleme ünitesini kullanın.

KONTRENDİKASYONLAR

AŞAĞIDAKİ KOŞULLARIN GEÇERLİ OLMASI HALİNDE LÜTFEN DOKTORUNUZDAN ONAY ALMADAN ION™ ÜRÜNÜNÜ KULLANMAYIN:

- Yakın zamanda geçirilen her türlü ameliyat
- Titreşimli masajlardan etkilenen cilt durumları ve/veya yaralar
- Fıtıklaşmış diskler (bel)
- Gebelik
- Diyabet / nöropati veya retina hasarı
- Kalp pili kullanılması
- Titreşimli masajlardan etkilenen yaralanmalar
- Epilepsi veya migren
- Disk herniasyonu (fıtıklaşması)
- Spondilolistez
- Vertebral çıkma veya omurga eklem sertliği
- Yakın zamanda eklemlerin veya IUD'nin değiştirilmesi
- Metal pimler veya metal protezler
- Sağlıkla ilgili herhangi bir hastalık



UYARILAR

- Rahatlatılacak vücut bölgesi yaralı durumdaysa, ürünü kullanmayın.
- Motor mahfazası havalandırmasına kum ve/veya serbest kırıntılar girebileceği için ürünü suya batırmayın / daldırmayın.
- Vidaları çıkarmayın veya sökmeye çalışmayın.
- Bu cihaz, değiştirilemeyen piller içermektedir.

OLUMSUZ / TERS REAKSİYONLAR

ION™ ürünü tek bir vücut noktasında 60 saniyeden fazla veya kemikli bölgelerde kullanılırsa, ciltte tahriř ve hafif morarma yaşayabilirsiniz. Ameliyattan, cilt rahatsızlıklarından, yaralardan, sinir rahatsızlıklarından, kırık kemiklerden ve/veya kontüzyonlardan iyileřen kişilerde advers / olumsuz reaksiyonlar yaşanabilir. Bu reaksiyonlardan kaçınmak isteyen kullanıcılar, ION™ ürününü kullanmadan önce doktora başvurmalıdır.

ŞARJ TALİMATLARI

1. Lütfen ilk kullanımdan önce cihazı tamamen řarj edin.
2. Cihaz řarj olurken 4 adet LED ışığı yanıp sönecektir. Pil ömrü seviyesine baėlı olarak, LED ışıklar uygun şekilde açılacaktır. 4 adet LED ışık yandığında, pil tamamen řarj olmuş demektir ve adaptörün göstergesi yeşil renge dönecektir. Kırmızı gösterge ışığı řarj olduėu anlamına gelirken yeşil ışık cihazın tamamen řarj olduėunu belirtir.
3. Ürün řarj sırasında kullanılamaz.
4. Lütfen cihazla birlikte verilen adaptörü kullanın. Pilin zarar görmesini ve potansiyel tehlikeleri önlemek için farklı adaptörleri kullanmayın.
5. Şarj süresi: 1,5 – 2 saat.

UYGUNLUK BEYANI

FCC PART 15B Uygunluk Beyanı

Bu cihaz, FCC Kuralları Bölüm 15 ile uygunluktur. Cihazın çalıştırılması řu iki kořula baęlıdır: (1) bu cihaz zararlı parazite neden olamaz (olmamalı) ve (2) bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazit dahil olmak üzere alınan her türlü paraziti kabul etmelidir.

COMPEX TİTREŐİMLİ MASAJ SİLİNDİRİ

MODEL: INTL-CX202WL02

Lityum iyon pil ile çalışmaktadır (7,4V, 2200mAh, 16,28Wh)

Nominal Giriř: 5V 2A

Anma Gücü: Maksimum 13,2 W

Yalnızca <ICP15A-050-2000B> besleme ünitesiyle kullanın.



Çin Malı

GARANTİ

Bu cihaz, teslim tarihinden itibaren iki yıllık sınırlı garantiye sahiptir. Garanti yalnızca cihaz için geçerli olup cihaz pili garanti kapsamında değildir.

Garanti süresi boyunca arızalı ürünler ücretsiz olarak onarılacak veya değiştirilecektir. Yanlış kullanım, kötüye kullanım, deęişiklik veya harici olarak neden olunan hasara ilişkin herhangi bir kanıt bulunması bu garantiyi geçersiz kılabilir.

Daha fazla bilgi için lütfen distribütör / imalatçı ile iletişime geçin.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

DJO France S.A.S. tarafından dağıtılmaktadır
Centre Européen de Fret, 3 rue de Bethar
64990 Mouguerre Fransa
www.compex.com

Telif Hakkı © 2020; DJO, LLC firmasına aittir.

Her hastaya özgü sonuçlar değişiklik gösterebilir. Ne DJO, LLC firması ve ne de yan kuruluşları tıbbi tavsiye vermemektedir. Bu belgenin içeriği tıbbi tavsiye niteliğinde değildir. Bunun yerine, eğer varsa, sizin için uygun olabilecek tedavi süreçleri hakkında bilgi için sağlık uzmanınıza danışın.



info@elsa.web.tr
www.elsa.web.tr
@elsa.tr

ANKARA - MERKEZ

Mustafa Kemal Mah. 2156. Sok.
No: 16/7 Çankaya 06510 ANKARA
Tel: 0 312 434 27 94
0 312 434 42 94
Fax: 0 312 434 22 82

ANKARA - ŞUBE

Süleyman Sırrı Sokak No:21/B
Sıhhiye 06420 ANKARA
Tel: 0 312 432 02 45
0 312 432 12 43
Fax: 0 312 432 42 87

İSTANBUL - ŞUBE

Perpa Ticaret Merkezi A-Blok
Kat:1-2-3 No:31
Şişli 34384 İSTANBUL
Tel: 0 212 320 88 81 (4 HAT)
Fax: 0 212 320 88 85

Teknik sorularınız için: teknikdestek@elsa.web.tr | 0(312)434 2794 / 0533 367 7154